

INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	1
Auf einen Blick	1
Symbole	2
Signalwörter	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Sicherheitshinweise	3
Akku aufladen	5
Benutzung	5
Reinigung und Aufbewahrung	6
Problembehebung	6
Entsorgung	6
Technische Daten	7

LIEFERUMFANG

- Manschetten 2 x
- USB-Kabel (A-Stecker an Micro-B-Stecker) 2 x
- USB-Netzadapter 1 x
- Gebrauchsanleitung 1 x

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.


Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz von abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

Legendennummern werden folgendermaßen dargestellt: (1)

Bildverweise werden folgendermaßen dargestellt: (Bild A)

AUF EINEN BLICK

(Bild A)

- 1 Manschette
- 2 Luftkammern
- 3 USB-Kabel
- 4 Anschlussbuchse
- 5 Klettverschluss
- 6 + / – Schalter (erhöhen / verringern der Massage-Stufe)
- 7  Ein- / Ausschalter
- 8 Kontrollleuchte



Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass du dich für die **MAXXMEE Massage-Manschetten Air Compression** entschieden hast.

Einfach anlegen, per Klettverschluss an deine individuelle Größe anpassen und einschalten. Sofort beginnen die integrierten Luftkissen von unten nach oben sanften Druck auf die Muskeln auszuüben, fördern so die Durchblutung und helfen bei der Regeneration deiner müden Arme oder Beine. Um die Massage an deine persönlichen Bedürfnisse anzupassen, stehen dir 2 Intensitätsstufen zur Verfügung.

Solltest du Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktiere den Kundenservice über unsere Website: www.dspro.de/kundenservice

Wir wünschen dir viel Freude an deinen MAXXMEE Massage-Manschetten Air Compression.

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lies vor dem ersten Gebrauch der Manschetten diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil der Manschetten. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

SYMBOLS



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Schaltzeichen für Gleichstrom



Polarität des Hohlsteckers



Schutzklasse II



Schutzklasse III



Nur in Innenräumen verwenden.

SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

GEFAHR – hohes Risiko, hat schwere Verletzung oder Tod zur Folge

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben


HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben



BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Die Manschetten sind zur Massage und zum Stimulieren der Arm- und Beinmuskulatur bestimmt und dienen der Entspannung.
- Die Manschetten sind nicht für medizinische oder therapeutische Zwecke konzipiert.
- Personen
 - mit körperlichen Erkrankungen,
 - mit medizinischen Implantaten,
 - mit gesundheitlichen Problemen oder
 - die sich unsicher sind, sollten **VOR der Benutzung der Manschetten** die Verwendung mit ihrem zuständigen Arzt absprechen.
- Ausschließlich für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

SICHERHEITSHINWEISE

-  **WARNUNG:** Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bedienungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
 - **Kinder dürfen nicht** mit dem Gerät spielen.
 - Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen **nicht** von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
 - **Kinder jünger als 8 Jahre** und **Tiere** sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
 - Das Gerät ist vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.

- Nur den beiliegenden USB-Netzadapter oder ordnungsgemäße USB-Netzadapter verwenden, deren technische Daten mit denen der Manschetten übereinstimmen.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



GEFAHR – Stromschlaggefahr

- Die Manschetten nur in geschlossenen Räumen laden und lagern.
- Die Manschetten nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, laden oder lagern.
- Die Manschetten, den USB-Netzadapter und das USB-Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen können.
- Sollten die Manschetten ins Wasser fallen, während sie an das Stromnetz angeschlossen sind, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. **Erst danach** aus dem Wasser ziehen und entsorgen.
- Den USB-Netzadapter und das USB-Kabel niemals mit feuchten Händen anfassen, wenn diese an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Die Manschetten vor der Reinigung vom Stromnetz trennen.



WARNUNG – Brandgefahr

- Die Manschetten nicht in der Nähe von brennbarem Material aufladen.
- Die Manschetten während des Betriebes sowie während des Ladens nicht abdecken, um einen Gerätebrand zu vermeiden.



WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial und den Manschetten fern-

halten. Es besteht u. a. Erstickungsgefahr.

- Die Manschetten sind **kein** Spielzeug!
- Sollte der Akku ausgelaufen sein, Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Darauf achten, dass das angeschlossene USB-Kabel keine Stolpergefahr darstellt.


HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Die Manschetten nicht über einen Computer aufladen, da aufgrund des hohen Ladestroms der Computer beschädigt werden könnte.
- Den USB-Netzadapter aus der Steckdose ziehen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Beim Herausziehen aus der Steckdose immer am USB-Netzadapter und nie am USB-Kabel ziehen!
- Nicht auf die Manschetten stellen, um sie nicht zu beschädigen.
- Manschetten, USB-Kabel und USB-Netzadapter vor Hitze, offenem Feuer, Minustemperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Stößen schützen.

AKKU AUFLADEN

Beachten!

- Den USB-Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, die mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Das USB-Kabel so verlegen, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.


 Vor der ersten Inbetriebnahme den Akku unbedingt vollständig aufladen, um die maximale Ladekapazität zu erreichen. Wird der Akku während des Gebrauchs vollständig entleert, muss er vor der nächsten Benutzung wieder vollständig aufgeladen werden.



1. Das USB-Kabel (3) an die Anschlussbuchse (4) einer Manschette (1) und an die Anschlussbuchse des USB-Netzadapters anschließen.
2. Erst danach den Netzadapter an eine gut zugängliche Steckdose anschließen.
Die Kontrollleuchte (8) im Bedienteil leuchtet rot. Der Akku wird geladen.
3. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist der Akku voll aufgeladen.
4. Zuerst den Netzadapter vom Stromnetz trennen und danach das USB-Kabel vom Netzadapter und der Manschette.


BENUTZUNG

Beachten!

- Ein Kribbelgefühl / Juckreiz während oder nach der Massage ist aufgrund der durchblutungsfördernden Wirkung normal.
- Die Manschetten nicht länger als 20 Minuten ohne Unterbrechung nutzen.

 Mit der geringsten Stufe beginnen und nach und nach die Intensität steigern.

1. Die Manschetten (1) um Arme, Füße oder Beine legen (Bild B) und mit den Klettverschlüssen (5) fixieren.
Darauf achten, dass sie nicht zu fest angelegt werden, sodass sie während des Betriebes nicht zu eng werden.
2. Den  Ein- / Ausschalter (7) auf den Bedienteilen drücken, um die Massage zu aktivieren. Die Kontrollleuchten (8) leuchtet rot.
Die Luftkammern in den Manschetten werden in zwei Stufen langsam aufgepumpt und nach einigen Sekunden wieder entleert.
3. Je nach Bedarf eine höhere Stufe über den +/- Schalter (6) einstellen.
Beachten: Bei erneutem Aus- und Einschalten startet die Massage wieder mit der geringsten Stufe.
4. Nach 10 Minuten stoppt die Massage automatisch. Sie kann jederzeit gestoppt werden, indem der  Ein- / Ausschalter gedrückt wird.

 Vor dem Schlafengehen sollten die Manschetten nicht benutzt werden. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung, was ggf. zu Einschlafproblemen führen kann.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können das Material beschädigen.
- Die Manschetten (1) mit einem feuchten, weichen Tuch und ggf. etwas Reinigungsmittel abwischen. Anschließend gründlich nachtrocknen.
- Manschetten, USB-Kabel und USB-Netzadapter an einem frostfreien, trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung und Staub geschützten und für Kinder sowie Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

PROBLEMBEHEBUNG

Sollten die Manschetten nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den nachfolgenden Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät selbst zu reparieren!

Die Manschetten lassen sich nicht einschalten. Die Kontrollleuchte (8) blinkt rot.

Der Akku ist leer.

- ▶ Den Akku aufladen.

Der Akku wird nicht geladen. Die Kontrollleuchte (8) im Bedienteil leuchtet nicht.

Das USB-Kabel (3) sitzt nicht korrekt in den Anschlussbuchsen am Bedienteil und USB-Netzadapter oder der Netzadapter sitzt nicht korrekt in der Steckdose.

- ▶ Den Sitz des Kabels bzw. des Adapters korrigieren.

Die Steckdose ist defekt.

- ▶ Eine andere Steckdose ausprobieren.

Es ist keine Netzspannung vorhanden.

- ▶ Die Sicherung des Netzanschlusses überprüfen.

ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Die Manschetten mit eingebautem Akku nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	08805
ID Gebrauchsanleitung:	Z 08805 M DS V1 0820 uh
Manschetten	
Modellnummer:	ITLM-02
Stromversorgung:	3,7V DC (Li-Ion Akku, 1500mAh)
Leistung:	5,0 W
Schutzklasse:	III
Stufen:	2

USB-Netzadapter

Hergestellt für DS Produkte GmbH
HRB 8937 HL

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

Modellnummer:	XH0500-1000WUG
Eingang:	100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,2 A
Ausgang:	5,0 V DC 1,0 A 5,0 W
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP20
Ø Effizienz im Betrieb:	75,09 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	68,59 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,06 W

Alle Rechte vorbehalten.



LIST OF CONTENTS

Items Supplied	8
At a Glance	8
Symbols	9
Signal Words	9
Intended Use	10
Safety Notices	10
Charging the Battery	11
Use	12
Cleaning and Storage	13
Troubleshooting	13
Disposal	13
Technical Data	14

ITEMS SUPPLIED

- Cuffs 2 x
- USB cable (A-connector to micro-B connector) 2 x
- USB mains adapter 1 x
- Operating instructions 1 x

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.


Remove any film, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**

Key numbers are displayed as follows: (1)

Image references are shown as follows:
(Fig. A)

AT A GLANCE

(Fig. A)

- 1 Cuff
- 2 Air chambers
- 3 USB cable
- 4 Connecting socket
- 5 Hook-and-loop fastener
- 6 + / - switch (increasing / decreasing massage intensity)
- 7  On/Off switch
- 8 Control lamp

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen the **MAXXMEE Air Compression Massage Cuffs**.

Simply put them on, adjust them to your individual size with the hook-and-loop fastener and switch on. The integrated air cushions immediately begin to exert gentle pressure on the muscles from below, which stimulates the circulation and helps to regenerate your tired arms or legs. There are 2 intensity levels, which you can adjust to your personal requirements.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website: www.dspro.de/kundenservice

We hope you will enjoy using your **MAXXMEE Air Compression Massage Cuffs**.

Information About the Operating Instructions

Before using the cuffs for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the cuffs. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

SYMBOLS

Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read operating instructions before use!



Symbol for direct current



Polarity of the barrel connector



Protection class II



Protection class III



Only use indoors.

SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

DANGER—high risk, results in serious injury or death

WARNING—medium risk, may result in serious injury or death


CAUTION—low risk, may result in minor or moderate injury

NOTICE—may result in risk of damage to material

INTENDED USE

- The cuffs are intended for massaging and stimulating your arm and leg muscles, and are used for relaxation.
- The cuffs are not designed for medical or therapeutic purposes.
- People
 - with physical illnesses,
 - with medical implants,
 - with health problems or
 - who are vulnerableshould discuss the use with their doctor **BEFORE** using the device.
- The device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- Use the device only for the specified purpose and only as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

SAFETY NOTICES

 **WARNING:** Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device. Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.

- This device may be used by **children** aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from failure to comply with the relevant safety precautions.
- **Children** must not play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** must **not** be carried out by **children** without supervision.
- **Children** younger than 8 years of age and animals must be kept away from the device and the connecting cable.
- The device must always be disconnected from the mains power before cleaning it.
- Only use the included USB mains adapter or proper USB mains adapters with the same technical specifications as the cuffs.
- If the connecting cable of this device is damaged, it must be replaced with a connecting cable which is approved for the device and is available from the manufacturer or its customer service department.

- Do not make any modifications to the device. If the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer or customer service department or a similarly qualified person (e.g. specialist workshop) in order to avoid any hazards.



DANGER – Danger of Electric Shock

- Charge and store the cuffs only in closed rooms.
- Do not use, charge or store the cuffs in rooms with high humidity.
- Never immerse the cuffs, the USB mains adapter and the USB cable in water or other liquids and ensure that they cannot fall into water or become wet.
- If the cuffs fall into water while they are connected to the mains power, switch off the power supply immediately. **Only after this** should you pull the device out of the water and dispose of it.
- Never touch the USB mains adapter and the USB cable with wet hands when they are connected to the mains.
- Disconnect the cuffs from the mains before cleaning.



WARNING – Danger of Fire

- Do not operate the cuffs in the vicinity of combustible material.
- Do not cover the cuffs during operation or charging in order to prevent them from catching fire.



WARNING – Danger of Injury

- Keep children and animals away from the packaging material. There is a danger of suffocation.
- The cuffs are **not** a toy!
- If the battery leaks, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery

acid. If you touch battery acid, rinse the affected areas with abundant clear water straight away and seek medical assistance immediately. There is a danger of burns from battery acid!

- Make sure that the connected USB cable does not present a trip hazard.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Do not charge up the cuffs via a computer because the computer might be damaged by the high charging current.
- Pull the mains adapter out of the socket if an error occurs during charging or before a thunderstorm.
- When you pull it out of the socket, always pull on the USB mains adapter and never the USB cable.
- Do not place anything on the cuffs so that they are not damaged.
- Protect the cuffs, USB cable and USB mains adapter from heat, naked flames, sub-zero temperatures, persistent moisture, wet conditions, direct sunlight and impacts.

CHARGING THE BATTERY

Please Note!

- Only connect the mains adapter to a socket that is properly installed and matches the technical data of the mains adapter. The socket must also be readily accessible after connection so that the connection to the mains can quickly be isolated.

- Lay the connecting cable in such a way that it does not become squashed or kinked and does not come into contact with hot surfaces.



It is essential that you charge up the battery fully before you first use the device in order to achieve the maximum charging capacity. If the battery is fully discharged during use, it must be fully charged up again before it is next used.

1. Connect the USB cable (3) to the connecting socket (4) of a cuff (1) and to the connecting socket of the USB mains adapter.
2. Only then should you connect the mains adapter to an easily accessible socket.

The lamp (8) in the control unit lights up red. The battery is charging.

3. When the control lamp lights up green, the battery is fully charged.
4. First disconnect the mains adapter from the power supply and then the USB cable from the mains adapter and the cuff.



USE

Please Note!

- A tingling sensation / itching during or after the massage is normal due to the circulation-boosting effect.
- Do not use the cuffs for longer than 20 minutes without a break.



Start with the slowest level and gradually increase the level of intensity.

1. Place the cuffs (1) around the arms, feet or legs (Fig. B) and fasten them with the hook-and-loop fasteners (5). Make sure that they are not applied too tightly so that they do not become too tight during operation.
2. Press the  On/Off switch (7) on the control unit to activate the massage. The control lamp (8) lights up. The air chambers in the cuffs are slowly inflated in two stages and emptied again after a few seconds.
3. Depending on your requirements, set a higher level using the +/- switch (6). Please Note: When switched off and on the massage starts again at the lowest level.
4. After 10 minutes the massage stops automatically. It can be stopped at any time by pressing the  On/Off switch.



The cuffs should not be used before going to sleep. The massage has a stimulating effect, which may lead to problems getting to sleep.

CLEANING AND STORAGE

Please Note!

- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents or cleaning pads to clean the device. They can damage the material.
-
- Wipe down the cuffs (1) with a damp, soft cloth and a little mild cleaning agent if required. Then dry it thoroughly.
 - Store the cuffs, USB cable and USB mains adapter in a dry, frost-free place that is protected from direct sunlight and cannot be accessed by children or animals.

TROUBLESHOOTING

If the cuffs do not work properly, check whether you are able to rectify the problem yourself. If the problem cannot be solved with the steps below, contact the customer service department.



Do not attempt to repair an electrical device yourself!

The cuffs can't be switched on. The control lamp (8) flashes.

The battery is empty.

- ▶ Charge the battery.

The battery is not charging. The control lamp (8) in the control unit does not light up.

The USB cable (3) is not properly plugged into the connecting sockets on the control unit and USB power adapter, or the mains adapter is not properly plugged into the socket.

- ▶ Check the fit of the cable or the adapter.

The socket is defective.

- ▶ Try another socket.

There is no mains voltage.

- ▶ Check the fuse of the mains connection.

DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



This device is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of the cuffs with a built-in battery as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.



TECHNICAL DATA

Article number: 08805
ID of the operating instructions: Z 08805 M DS V1 0820 uh

Cuffs

Model number: ITLM-02
Power supply: 3.7 V DC (Li-ion battery, 1500mAh)
Power: 5.0 W
Protection class: III
Levels: 2


USB mains adapter

Manufactured for DS Produkte GmbH
HRB 8937 HL

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany

Model number: XH0500-1000WUG
Input: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 0.2 A
Output: 5.0 V DC 1.0 A 5.0 W
Protection class: II
Type of protection: IP20
Ø efficiency in operation: 75.09 %
Efficiency on low load (10 %): 68.59 %
Power consumption on no-load: 0.06 W

All rights reserved.



SOMMAIRE

Composition	15
Aperçu général	15
Symboles	16
Mentions d'avertissement	16
Utilisation conforme	17
Consignes de sécurité	17
Rechargement des accus	19
Utilisation	19
Nettoyage et rangement	20
Résolution des problèmes	20
Mise au rebut	21
Caractéristiques techniques	21

COMPOSITION

- Jambières 2 x
- Câble USB (fiche USB A mâle vers fiche micro-B) 2 x
- Adaptateur secteur USB 1 x
- Mode d'emploi 1 x

S'assurer que l'ensemble livré est complet et que les composants ne présentent pas de dommages imputables au transport.

En cas de dommages, ne pas utiliser et contacter le service après-vente.


Enlever les éventuels films protecteurs, adhésifs et protections de transport. **Ne jamais ôter la plaque signalétique de l'appareil ni les éventuelles mises en garde apposées.**

Les numéros de légende sont représentés de la façon suivante : (1)

Les renvois aux illustrations sont représentés de la façon suivante : (Illustration A)

APERÇU GÉNÉRAL

(Illustration A)

- 1 Jambière
- 2 Chambre à air
- 3 Câble USB
- 4 Douille de raccordement
- 5 Fermeture auto-agrippante
- 6 Commutateur + / - (augmenter / diminuer le niveau de massage)
- 7 Interrupteur marche / arrêt 
- 8 Témoin lumineux



Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition des **jambières de massage Air Compression MAXXMEE**. Il suffit de les enfiler et de les ajuster à la taille individuelle du porteur grâce à la fermeture auto-agrippante avant de les mettre en marche. Les coussins d'air intégrés commencent immédiatement à exercer une douce pression du bas vers le haut sur les muscles, favorisant ainsi la circulation sanguine et la régénération de vos bras ou jambes fatigués. Pour adapter le massage à vos besoins personnels, 2 niveaux d'intensité sont disponibles.

Pour toute question concernant cet appareil et ses pièces de rechange et accessoires, veuillez contacter le service après-vente à partir de notre site Internet : www.dspro.de/kundenservice

Nous espérons que vos **jambières de massage Air Compression MAXXMEE** vous donneront entière satisfaction !

Informations sur le mode d'emploi

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation des jambières et le conserver précieusement pour toute question ultérieure ainsi que pour les autres utilisateurs. Il fait partie intégrante des jambières. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions qu'il contient.

SYMBOLES



Symboles de danger : ces symboles signalent des possibles dangers. Lire et observer attentivement les consignes de sécurité correspondantes.



Informations complémentaires



Consulter le mode d'emploi avant utilisation !



Signe de commutation pour le courant continu



Polarité de la fiche femelle



Classe de protection II



Classe de protection III



À utiliser uniquement à l'intérieur de locaux.

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

Les mentions d'avertissement désignent les risques qu'implique le non respect des consignes correspondantes.

DANGER – Risque accru induisant des blessures graves, voire mortelles

AVERTISSEMENT – Risque moyen pouvant induire des blessures graves, voire mortelles

ATTENTION – Risque faible pouvant induire des blessures bénignes ou de moyenne gravité

AVIS – Risque de dégâts matériels



UTILISATION CONFORME

- Ces jambières sont destinées au massage et à la stimulation des muscles des bras et des jambes et servent à se détendre.
- Les jambières ne sont pas conçues à des fins médicales ou thérapeutiques.
- Les personnes
 - atteintes de maux physiques,
 - ayant des implants médicaux,
 - souffrant de problèmes de santé ou
 - ayant des doutesdoivent demander l'avis de leur médecin **AVANT** d'utiliser les jambières.
- Elles sont destinées à un usage exclusivement domestique, non professionnel.
- À utiliser uniquement dans le but indiqué et tel que stipulé dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : prière d'observer l'intégralité des consignes de sécurité, des instructions, des illustrations et des caractéristiques techniques dont est doté cet appareil. Tout manquement aux consignes de sécurité et aux instructions données peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures.

- Cet appareil peut être utilisé par les **enfants** à partir de 8 ans et plus et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont amoindries et/ou manquant d'expérience et de connaissances lorsqu'elles sont sous surveillance ou qu'elles ont été instruites quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques en découlant.
- Les **enfants** ne doivent **pas** jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la **maintenance par l'utilisateur** ne doivent **pas** être réalisés par des **enfants** sans surveillance.
- Tenir l'appareil et le cordon de raccordement hors de portée des animaux et des **enfants** de moins de 8 ans.
- L'appareil doit toujours être débranché du secteur avant d'être nettoyé.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur USB fourni ou un adaptateur secteur USB conforme dont les caractéristiques techniques correspondent à celles des jambières.



- Lorsque le cordon de raccordement de cet appareil est endommagé, il convient de le remplacer par un cordon homologué pour l'appareil auprès du fabricant ou de son service après-vente.
- Ne procéder à aucune modification sur l'appareil. Si l'appareil est endommagé, c'est au fabricant, au service après-vente ou à toute personne aux qualifications similaires (par exemple un atelier spécialisé) qu'il revient de le réparer afin d'éviter tout danger.



DANGER – Risque d'électrocution

- Recharger et entreposer les jambières uniquement dans des pièces fermées.
- Ne pas utiliser, recharger ni stocker les jambières dans des pièces à fort taux d'humidité.
- Ne jamais plonger les jambières, l'adaptateur secteur USB et le câble USB dans l'eau ou tout autre liquide et s'assurer qu'ils ne risquent pas de tomber dans l'eau.
- Si les jambières venaient à tomber à l'eau alors qu'elles sont encore raccordées au secteur, couper immédiatement l'alimentation électrique. Les extraire **ensuite seulement** de l'eau pour les mettre au rebut.
- Ne jamais saisir l'adaptateur secteur USB ni le câble USB à mains humides lorsqu'ils sont raccordés au réseau électrique.
- Avant le nettoyage, débrancher les jambières du secteur.



AVERTISSEMENT – Risque d'incendie

- Ne pas utiliser les jambières à proximité de matériaux inflammables.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie des jambières, ne pas les couvrir lorsqu'elles sont en cours de fonctionnement ou de chargement.



AVERTISSEMENT – Risque de blessures

- Ne pas laisser l'emballage et les jambières à la portée des enfants ou des animaux. Ils risqueraient par exemple de s'étouffer avec !
- Ces jambières ne sont **pas** des jouets !
- Si les accus fuient, éviter tout contact de la peau, des yeux ou des muqueuses avec l'électrolyte. En cas de contact avec l'électrolyte, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis faire appel sans attendre aux secours médicaux. Risque de brûlures causées par l'électrolyte des piles !
- Afin que personne ne risque de trébucher, veiller à ce que le câble USB branché ne gêne pas le passage.

AVIS – Pour éviter tout risque de dégâts matériels

- Ne pas recharger les jambières le biais d'un ordinateur car ceci pourrait l'endommager du fait de la forte intensité de charge de l'ordinateur.
- Retirer l'adaptateur secteur USB de la prise de courant si un dysfonctionnement survient au cours du chargement ou avant un orage.
- Pour débrancher les jambières, toujours tirer sur l'adaptateur secteur USB, jamais sur le câble USB !





- Ne jamais s'allonger ni marcher sur les jambières afin de ne pas les endommager.
 - Veiller à ce que les jambières, le câble USB et l'adaptateur secteur USB ne soient pas soumis à des chocs ; les maintenir éloignés de toute source de chaleur ou flamme, ne pas les exposer à des températures négatives, aux rayonnements directs du soleil, ni trop longtemps à l'humidité.
2. Raccorder ensuite seulement l'adaptateur secteur à une prise de courant aisément accessible.
Le témoin lumineux (8) intégré au boîtier de commande s'allume en rouge. Les accus se rechargent.
 3. Lorsque le témoin lumineux passe au vert, cela signifie que les accus sont entièrement rechargés.
 4. D'abord débrancher l'adaptateur secteur de la prise secteur puis le câble USB de l'adaptateur secteur et de la jambière.

RECHARGEMENT DES ACCUS

À observer !

- Brancher l'adaptateur secteur USB uniquement sur une prise de courant correctement installée et mise à la terre, et dont les caractéristiques techniques correspondent à celles de l'adaptateur secteur USB. La prise doit rester facilement accessible même après le branchement de sorte à pouvoir couper rapidement l'alimentation des jambières.
- Faire cheminer le câble USB de sorte qu'il ne soit ni pincé, ni coincé, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.



Avant la première mise en service, recharger impérativement les accus intégralement pour qu'ils puissent atteindre leur capacité de charge maximale. Si les accus se vident complètement en cours d'utilisation, ils doivent être intégralement rechargés avant d'être à nouveau réutilisés.

1. Brancher le câble USB (3) à la douille de raccordement (4) d'une jambière (1) et à la douille de raccordement de l'adaptateur secteur USB.

UTILISATION

À observer !


- Il est normal de ressentir pendant ou après le massage une impression de picotement ou de démangeaison en raison de l'effet de stimulation de la circulation du sang.
- Ne pas utiliser les jambières plus de 20 minutes sans interruption.



Commencer par le niveau le plus bas et augmenter peu à peu l'intensité.

1. Placer les jambières (1) autour des bras, des pieds ou des jambes (illustration B) et les fixer à l'aide des fermetures auto-agrippantes (5).
Veiller à ne pas les appliquer trop serrées de sorte à ce qu'elles ne soient pas trop étroites quand elles sont actionnées.
2. Appuyer sur l'interrupteur marche / arrêt (7) sur les boîtiers de commande pour activer le massage. Les témoins lumineux (8) s'allument en rouge.
Les chambres à air dans les jambières se gonflent lentement en deux temps et se dégonflent à nouveau à bout de quelques secondes.



3. Selon les besoins, programmer un niveau supérieur à l'aide du commutateur +/- (6).
À observer : le massage reprend au niveau le plus faible au prochain arrêt et réenclenchement.
4. Le massage s'arrête totalement au bout de 10 minutes. Il peut être interrompu à tout moment en appuyant trois fois sur l'interrupteur marche / arrêt .



Mieux vaut ne pas utiliser les jambières avant d'aller se coucher. Le massage exerce un effet stimulant qui peut éventuellement poser des problèmes pour s'endormir ensuite.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

À observer !

- Pour le nettoyage, n'utiliser ni agent caustique ou récurant, ni tampon de nettoyage qui risqueraient d'endommager sa matière.
- Essuyer les jambières (1) avec un chiffon doux et humide et éventuellement un peu de détergent doux. Frotter ensuite au chiffon pour bien le sécher.
- Ranger les jambières, le câble USB et l'adaptateur secteur USB hors gel, dans un endroit sec à l'abri de la poussière et du rayonnement direct du soleil, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si les jambières ne fonctionnent pas correctement, examiner le problème pour constater s'il est possible d'y remédier soi-même. À défaut de résoudre le problème selon les indications suivantes, contacter le service après-vente.



Ne pas essayer de réparer soi-même un appareil électrique !

Les jambières ne s'enclenchent pas. Le témoin lumineux (8) clignote en rouge.

Les accus sont vides.

- ▶ Recharger les accus.

Les accus ne se rechargent pas. Le témoin lumineux (8) intégré au boîtier de commande ne s'allume pas.

Le câble USB (3) n'est pas correctement logé dans les douilles de raccordement du boîtier de commande et de l'adaptateur secteur USB ou bien l'adaptateur secteur n'est pas correctement enfiché dans la prise.

- ▶ Corriger la position du câble ou de l'adaptateur.

La prise est défectueuse.

- ▶ Essayer le branchement sur une autre prise.

Il n'y a pas de tension secteur.

- ▶ Contrôler le fusible du secteur.

MISE AU REBUT



Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Cet appareil est assujéti à la directive européenne 2012/19/UE applicable aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les jambières avec leurs accus intégrés ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et doivent être mises au rebut dans le respect de l'environnement par une entreprise de recyclage agréée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence article :	08805
Identifiant mode d'emploi :	Z 08805 M DS V1 0820 uh
Jambières	
N° de modèle :	ITLM-02
Alimentation électrique :	3,7 V cc (accus Li-Ion, 1500 mAh)
Puissance :	5,0 W
Classe de protection :	III
Niveaux :	2

Adaptateur secteur USB

Fabriqué pour DS Produkte GmbH	
Extrait du registre de commerce 8937 HL	
Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne	
N° de modèle :	XH0500-1000WUG
Entrée :	100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,2 A
Sortie :	5,0 V cc ; 1,0 A 5,0 W
Classe de protection :	II
Indice de protection :	IP20
Rendement moyen de fonctionnement :	75,09 %
Rendement à faible charge (10 %) :	68,59 %
Puissance absorbée hors charge :	0,06 W

Tous droits réservés.



INHOUDSOPGAVE

Omvang van de levering	22
Een overzicht	22
Symbolen	23
Signaalwoorden	23
Doelmatig gebruik	24
Veiligheidsaanwijzingen	24
Accu opladen	26
Gebruik	26
Reinigen en opbergen	27
Oplossen van problemen	27
Verwerking	28
Technische gegevens	28

OMVANG VAN DE LEVERING

- Manchetten 2 x
- USB-kabel (A-stekker aan micro-B-stekker) 2 x
- USB-netadapter 1 x
- Gebruikershandleiding 1 x

Controleer of de levering volledig is en of de onderdelen transportschade hebben opgelopen. Gebruik de manchetten niet als deze zijn beschadigd, maar neem contact op met de klantenservice.

Verwijder eventuele folie, stickers of transportbeveiliging. **Verwijder nooit het typeplaatje en eventuele waarschuwingen!**

Legendenummers worden als volgt voorgesteld: (1)

Verwijzingen naar afbeeldingen worden als volgt voorgesteld: (afbeelding A)

EEN OVERZICHT

(Afbeelding A)

- 1 Manchet
- 2 Luchtkamers
- 3 USB-kabel
- 4 Aansluitbus
- 5 Klittenband
- 6 + / – schakelaar (verhogen / verlagen van het massageniveau)
- 7  Aan/Uit-schakelaar
- 8 Controlelampje

Beste klant,

wij danken je dat je hebt gekozen voor de aankoop van de **MAXXMEE massage manchetten Air Compression**.

Gewoon omdoen, met de klittenband aanpassen aan jouw individuele grootte en inschakelen. Meteen beginnen de geïntegreerde luchtkussens van beneden naar boven zachte druk uit te oefenen op de spieren, bevorderen zo de doorbloeding en helpen bij de regeneratie van je vermoeide armen of benen. Om de massage aan te passen aan je persoonlijke behoeften kun je kiezen uit 2 intensiteitsniveaus.

Mocht je vragen hebben over het apparaat en over onderdelen/toebehoren, neem dan contact op met de klantenservice via onze website: www.dspro.de/kundenservice

Wij wensen je veel plezier met je **MAXXMEE massage manchetten Air Compression**.

Informatie over de gebruikershandleiding

Lees vóór het eerste gebruik van de manchetten deze gebruikershandleiding aandachtig door, en bewaar deze voor latere vragen en andere gebruikers. Deze is een bestanddeel van de manchetten. Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer de informatie in deze gebruikershandleiding niet in acht wordt genomen.

SYMBOLLEN

-  Gevaarsymbolen: deze symbolen wijzen op mogelijke gevaren. Lees de bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.
-  Gevaarsymbolen: deze symbolen wijzen op mogelijke gevaren. Lees de bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.
-  Gevaarsymbolen: deze symbolen wijzen op mogelijke gevaren. Lees de bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.
-  Aanvullende informatie
-  Lees de gebruikershandleiding vóór gebruik!
-  Symbool voor gelijkspanning
-  Polariteit van de voedingsplug
-  Beschermingsklasse II
-  Beschermingsklasse III
-  Alleen gebruiken in binnenruimtes.

SIGNAALWOORDEN

Signaalwoorden duiden op gevaren die ontstaan als de bijhorende instructies niet in acht worden genomen.

GEVAAR – hoog risico, heeft ernstige verwonding of de dood tot gevolg

WAARSCHUWING – gemiddeld risico, kan ernstige verwonding of de dood tot gevolg hebben

VOORZICHTIG – laag risico, kan lichte tot matige verwonding tot gevolg hebben

LET OP – kan risico van materiële schade tot gevolg hebben

DOELMATIG GEBRUIK

- De manchetten zijn bedoeld voor de massage en het stimuleren van de arm- en beenspieren en dienen ter ontspanning.
- De manchetten zijn niet ontworpen voor medische of therapeutische doeleinden.
- Personen
 - met lichamelijke aandoeningen,
 - met medische implantaten,
 - met gezondheidsproblemen of
 - die twijfelen,moeten **VOOR** het gebruik van de manchetten zijn de toepassing bespreken met hun arts.
- Uitsluitend bedoeld voor privé gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik de manchetten alleen voor het vermelde doel en uitsluitend zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Elk ander gebruik geldt als ondoelmatig.
- Alle gebreken als gevolg van ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen zijn uitgesloten van de garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



WAARSCHUWING: Neem alle veiligheidsaanwijzingen, instructies, afbeeldingen en technische gegevens in acht die zijn aangebracht op dit apparaat. Nalatigheid bij het naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan een elektrische schok, brand en/of letsel tot gevolg hebben.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door **kinderen** vanaf 8 jaar en ook door personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die niet beschikken over ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht staan en instructies hebben gekregen hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt en wanneer zij de daarmee gepaard gaande gevaren begrijpen.
- **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en **gebruikersonderhoud** mogen **niet** zonder toezicht door **kinderen** worden uitgevoerd.
- **Kinderen** jonger dan 8 jaar en dieren moeten uit de buurt worden gehouden van het apparaat en de aansluitkabel.
- Het apparaat moet **vóór** het reinigen altijd van het net worden geïsoleerd.

- Gebruik alleen de meegeleverde USB-netadapters of reglementaire USB-netadapters, waarvan de technische gegevens overeenstemmen met die van de manchetten.
- Als de aansluitkabel van dit apparaat wordt beschadigd, dan moet deze worden vervangen door een voor het apparaat toegelaten aansluitkabel, die verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn klantendienst.
- Voer geen veranderingen uit aan het apparaat. Wanneer het apparaat is beschadigd, dan moet dit om gevaren te vermijden worden vervangen door de fabrikant of de klantenservice, of door een gelijkaardig gekwalificeerde persoon (bijv. in een professionele werkplaats).



GEVAAR – Gevaar van een elektrische schok

- Laad de manchetten alleen op in gesloten ruimtes en berg ze alleen daar op.
- Gebruik de manchetten niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid en berg ze daar niet op.
- Dompel de manchetten, de USB-netadapter en de USB-kabel nooit in water of andere vloeistoffen, en zorg ervoor dat deze niet in het water kunnen vallen.
- Mochten de manchetten in het water vallen wanneer ze zijn aangesloten op het stroomnet, onderbreek dan meteen de stroomtoevoer. **Haal ze pas daarna** uit het water en dank ze af.
- Raak de USB-netadapter en de USB-kabel nooit aan met vochtige handen als deze zijn aangesloten op het stroomnet.
- Isoleer de manchetten vóór de reiniging van het stroomnet.



WAARSCHUWING – Brandgevaar

- Laad de manchetten niet op in de buurt van brandbaar materiaal.
- Dek de manchetten tijdens het bedrijf en opladen niet af, om ontbranden van het apparaat te vermijden.



WAARSCHUWING – Verwondingsgevaar

- Houd jonge kinderen en dieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal en de manchetten. Er bestaat o.a. verstikkingsgevaar.
- De manchetten zijn **geen** speelgoed!
- Wanneer de accu heeft gelekt, dan moet contact van huid, ogen en slijmvliezen met het batterijzuur worden vermeden. Spoel bij contact met batterijzuur de getroffen plaatsen direct met veel schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Er bestaat verwondingsgevaar door batterijzuur!
- Let erop dat niemand kan struikelen over de aangesloten USB-kabel.

LET OP – Risico van materiële schade

- Laad de manchetten niet op via een computer, aangezien deze door de hoge laadstroom schade zou kunnen oplopen.
- Trek in het geval van een fout tijdens het opladen of vóór een onweersbui de USB-netadapter uit de contactdoos.
- Trek altijd de USB-netadapter uit de contactdoos en trek nooit aan de USB-kabel!
- Zet niets op de manchetten, om ze niet te beschadigen.
- Bescherm manchetten, USB-kabel en USB-netadapter tegen hitte, open vuur, temperaturen onder nul, lang aanhoudend vocht, direct invallend zonlicht en stoten.

ACCU OPLADEN

Opgelet!

- Sluit de USB-netadapter alleen aan op een contactdoos die is geïnstalleerd volgens de voorschriften en die overeenstemt met de technische gegevens van de netadapter. De contactdoos moet ook na het aansluiten goed toegankelijk zijn, zodat de verbinding met het stroomnet snel kan worden verbroken.
- Leg de USB-kabel zo, dat deze niet wordt afgekneld of geknikt en niet in contact komt met hete oppervlakken.



Laad om de maximale laadcapaciteit te bereiken vóór de eerste ingebruikname de accu zeker volledig op. Als de accu tijdens het gebruik volledig leeg raakt, dan moet hij vóór de volgende inzet weer helemaal worden opgeladen.

1. Sluit de USB-kabel (3) aan op de aansluitbus (4) van een manchet (1) en op de aansluitbus van de USB-netadapter.
2. Sluit pas daarna de netadapter aan op een goed toegankelijke contactdoos. Het controlelampje (8) in het bedieningsdeel brandt rood. De accu wordt geladen.
3. Als het controlelampje groen brandt, dan is de accu volledig opgeladen.
4. Isoleer eerst de netadapter van het stroomnet en daarna de USB-kabel van de netadapter en de manchet.

GEBRUIK

Opgelet!

- Een kriebel gevoel/jeuk tijdens of na de massage is vanwege de doorbloeding stimulerende werking normaal.
- Gebruik de manchetten niet langer dan 20 minuten zonder onderbreking.



Begin met het laagste niveau en verhoog de intensiteit geleidelijk.

1. Doe de manchetten (1) om armen, voeten of benen (afbeelding B) en fixeer ze met de klittenband (5). Zorg ervoor dat ze niet te strak om worden gedaan, zodat ze tijdens de massage niet te nauw worden.
2. Druk op de Aan/Uit-schakelaar (7) op de bedieningsdelen om de massage te activeren. De controlelampjes (8) branden rood. De luchtkamers in de manchetten worden in twee niveaus langzaam opgepompt en na enkele seconden weer leeggemaakt.
3. Stel indien nodig een hoger niveau in met de +/- schakelaar (6). Opgelet: als de manchetten uit- en opnieuw ingeschakeld worden, dan

start de massage weer met het laagste niveau.

4. Na 10 minuten stopt de massage automatisch. Hij kan op elk moment worden gestopt door op de  Aan/Uit-schakelaar te drukken.



De manchetten mogen niet worden gebruikt voordat je gaat slapen. De massage heeft een stimulerende werking, wat mogelijk een nadelig effect heeft op het in slaap vallen.

REINIGEN EN OPBERGEN

Opgelet!

- Gebruik voor het reinigen geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen of -pads. Deze kunnen het materiaal beschadigen.

- Veeg de manchetten (1) af met een vochtige, zachte doek en evt. wat reinigingsmiddel. Laat ze daarna goed nadrogen.
- Berg manchetten, USB-kabel en USB-netadapter op op een vorstvrije, droge, tegen direct invallend zonlicht en stof beschermde en voor kinderen en dieren ontoegankelijke plek.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Wanneer de manchetten niet op de juiste wijze functioneren, dan kun je nagaan of je een probleem zelf kunt oplossen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem met de hieronder genoemde stappen niet kan worden opgelost.



Probeer niet om een elektrisch apparaat zelf te repareren!

De manchetten kunnen niet worden ingeschakeld. Het controlelampje (8) knippert rood.

De accu is leeg.

- ▶ Laad de accu op.

De accu wordt niet opgeladen. Het controlelampje (8) in het bedieningsdeel brandt niet.

De USB-kabel (3) zit niet goed in de aansluitbussen aan het bedieningsdeel en de USB-netadapter of de netadapter zit niet correct in de contactdoos.

- ▶ Corrigeer de zitting van de kabel resp. van de adapter.

De contactdoos is defect.

- ▶ Probeer een andere contactdoos.

Er is geen netspanning beschikbaar.

- ▶ Controleer de zekering van de netsluiting.

VERWERKING



Verwerk het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk en breng dit naar een recyclepunt.



Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE). De manchetten met ingebouwde accu mogen niet bij het normale huisafval worden gedaan, maar moeten milieuvriendelijk worden verwerkt door een van overheidswege erkend afvalverwerkingsbedrijf.

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer:	08805
ID gebruikershandleiding:	Z 08805 M DS V1 0820 uh
Manchetten	
Modelnummer:	ITLM-02
Stroomvoorziening:	3,7V DC (Li-Ion accu, 1500mAh)
Vermogen:	5,0 W
Beschermingsklasse:	III
Niveaus:	2

USB-netadapter

Gefabriceerd voor DS Produkte GmbH
HRB 8937 HL

Am Heisterbusch 1, D-19258 Gallin, Duitsland

Modelnummer:	XH0500-1000WUG
Ingang:	100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,2 A
Uitgang:	5,0 V DC 1,0 A 5,0 W
Beschermingsklasse:	II
Beschermklasse:	IP20
Ø efficiëntie tijdens het bedrijf:	75,09 %
Efficiëntie bij geringe last (10 %):	68,59 %
Krachtontneming bij nullast:	0,06 W

Alle rechten voorbehouden.

