




Rückenkorrektor

09805 / 09806



DE Hinweise zum Gebrauch **FR** Consignes d'utilisation

EN Instructions for Use **NL** Aanwijzingen voor gebruik

DE Hinweise zum Gebrauch

Liebe Kundin, lieber Kunde, wir freuen uns, dass du dich für den MAXXMEE Rückenkorrektor entschieden hast. Einfach umlegen und die Gurte mit Klettverschluss an deinen Rücken anpassen. Ein besonderes Extra: das Gelpad, das du erwärmen oder kühlen kannst. Dieses kann einfach hinten eingesetzt werden und spendet auf diese Weise wohlige Wärme oder eine angenehme Kühlung am Rücken.

Solltest du Fragen zum Produkt sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktiere den Kundenservice über unsere Website: www.dspro.de/kundenservice

Wir wünschen dir viel Freude an deinem MAXXMEE Rückenkorrektor.

Informationen zu diesen Hinweisen

Lies vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Hinweise zum Gebrauch sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie sind ein Bestandteil des Produktes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in diesen Hinweisen nicht beachtet werden.

SYMBOLE

Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.

Ergänzende Informationen

40 °C Buntwäsche

nicht bleichen

nicht im Trommelrockner trocknen

nicht bügeln

nicht chemisch reinigen

SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

LIEFERUMFANG

- 1 x Rückenkorrektor
- 1 x Gelpad
- 1 x Hinweise zum Gebrauch

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Produkt abnehmen.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Dieses Produkt ist zur kurzzeitigen Unterstützung des Rückens, nicht aber für therapeutisch-medizinische Zwecke, geeignet. Vor der Anwendung des Produktes und bei anhaltenden Problemen unbedingt einen Arzt konsultieren.
- Das Gelpad kann als Kühlkissen oder Wärmeauflage verwendet werden.
- Das Gelpad darf nur in der Mikrowelle erhitzt werden. Niemals in den Ofen legen!
- Das Produkt ist kein Ersatz für eine medizinisch notwendige Behandlung.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Produkt nur für den angegebenen Zweck und nur wie in diesen Hinweisen zum Gebrauch beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparatur entstehen.

turversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Das Produkt darf nicht bzw. nur nach Rücksprache mit einem Arzt benutzt werden bei:
 - Bandscheibenvorfall,
 - Bandscheibenvorwölbung,
 - degenerativen Gelenkerkrankungen,
 - Erkrankungen der Wirbelsäule,
 - Wirbelsäule-, Schulter- oder Rippenbrüchen,
 - Osteoporose sowie
 - schweren Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen.
- Schwangere sollten das Produkt nicht bzw. nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt anwenden.
- Bei Bedenken bezüglich der Gesundheit, einen Arzt VOR der Verwendung des Produktes konsultieren.
- Personen, die unempfindlich gegen Hitze oder Kälte sind, sowie andere schutzbedürftige Personen, die nicht auf eine Überhitzung / Unterkühlung reagieren können, dürfen das Gelpad nicht verwenden.
- Das Gelpad weder heiß noch kalt direkt auf der Haut verwenden.
- Das Gelpad nicht auf gefühllosen Körperstellen verwenden.
- Das Produkt nicht beim Schlafen verwenden.
- Sollten Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl während oder nach dem Gebrauch auftreten, das Produkt umgehend abnehmen und einen Arzt konsultieren.

Rückenkorrektor

1. Die Arme durch die Träger stecken. Darauf achten, dass der Rückenkorrektor mittig zwischen den Schulterblättern sitzt.
2. Eine gute Haltung einnehmen: Den Rücken aufrichten und die Brust herausstrecken.
3. Den Rückenkorrektor vor dem Bauch mithilfe des Klettverschlusses schließen.
4. Die Träger soweit anziehen, dass sie die Schultern etwas nach hinten ziehen. Mithilfe des Klettverschlusses fixieren.

Gelpad

Das Gelpad nach Wunsch in der Mikrowelle erwärmen oder im Gefrierfach kühlen.

Wärme – für max. 40 – 60 Sekunden bei 800 – 1200 Watt

Kälte – für ca. 2 Stunden in das Gefrierfach

Beachten, dass Kälte- und Wärmeempfinden je nach Körpertemperatur und Temperatursensibilität individuell ausfallen!

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Produkt vor offenem Feuer, dauerhafter Nässe, direkter Sonneneinstrahlung

und scharfen sowie scharfen oder spitzen Gegenständen schützen.

- Nie mit den Füßen auf das Gelpad stellen.
- Das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen, sauberen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten sowie für Tiere und Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.

BENUTZUNG

Beachten!

- Die Träger nicht zu straff ziehen, um die Durchblutung nicht zu beeinträchtigen. Das Tragen des Rückenkorrektors soll nicht unangenehm sein.
- Um Erfolge zu erzielen, sollte der Rückenkorrektor regelmäßig getragen werden.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Beachten!

- Den Rückenkorrektor bei Bedarf nach Anweisungen auf dem Waschlabel waschen. Keinen Weichspüler verwenden. Separat oder mit gleichen Farben waschen.
- Das Gelpad bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Vor Verstauben das Produkt vollständig trocknen lassen.
- Das Produkt kühl und trocken außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

PRODUKTDATEN

Artikelnummern: 09805 (Größe S / M)
09806 (Größe L / XL)

Material: 50 % Polyurethan, 40 % Polyester, 10 % Elasthan

ID Hinweise zum Gebrauch: Z 09805_09806 M DS V1 0820 uh

ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Auch das Produkt umweltgerecht entsorgen.

Alle Rechte vorbehalten.

Beachten, dass Kälte- und Wärmeempfinden je nach Körpertemperatur und Temperatursensibilität individuell ausfallen!

Das Gelpad kann einzeln oder zusammen mit dem Rückenkorrektor angewendet werden. Zur Verwendung mit dem Rückenkorrektor, das Gelpad hinten in die Tasche auf der Innenseite stecken.

EN Instructions for Use

Dear Customer, We are delighted that you have chosen the MAXXMEE posture corrector. Simply pull it on and adjust the straps with the hook-and-loop fastener to your back. One special extra: the gel pad which you can heat or cool. This can simply be inserted at the back and delivers a cosy warmth or a pleasant cooling feeling on the back.

If you have any questions about the product and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website: www.dspro.de/kundenservice

We hope you have a lot of fun with your MAXXMEE posture corrector.

Information About These Instructions

Before using the product for the first time, please read through these instructions for use carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the product. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these instructions is not complied with.

SYMBOLS

Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.

Supplementary information

40°C coloured wash

Do not bleach

Do not dry in a tumble dryer

Do not iron

Do not dry-clean

SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

NOTICE – may result in risk of damage to material

ITEMS SUPPLIED

- 1 x posture corrector
- 1 x gel pad
- 1 x instructions for use

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the product but contact our customer service department. Remove any possible films, stickers or transport protection from the product.

INTENDED USE

- This product is suitable for briefly supporting the back, but not for therapeutic medical purposes. It is essential to consult a doctor before using the product and if you experience persistent problems.
- The gel pad can be used as a cooling pad or a thermal support.
- The gel pad may only be heated in the microwave. Never place it in the oven!
- The product is not a substitute for medically required treatment.
- The product is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- Use the product only for the specified purpose and only as described in these instructions for use. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

SAFETY NOTICES

WARNING – Danger of Injury

- Keep children and animals away from the packaging material. There is a danger of suffocation.
- The product may not be used or may only be used following consultation with a doctor in the case of:
 - slipped disc,
 - disc protrusion,
 - degenerative joint diseases,
 - diseases of the spine,
 - fractures of the spine, shoulders or ribs,
 - osteoporosis and
 - serious cardiovascular or respiratory diseases.
- Pregnant women should not use the product or only after consulting their doctor.
- If you have concerns about your health, consult a doctor BEFORE using the product.
- People who are insensitive to heat or the cold and other vulnerable people who are unable to react to overheating / undercooling may not use the gel pad.
- Do not use the gel pad either hot or cold directly on the skin.
- Do not use the gel pad on body parts with no feeling.
- Do not use the product while sleeping.
- If pain or discomfort occurs during or after use, remove the product immediately and consult a doctor.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Protect the product from naked flames, persistent wet conditions, direct sunlight and sharp or pointed objects.
- Never stand on the gel pad.
- Store the product in a dry, clean place so that it is protected from direct sunlight and is out of the reach of children and animals when it is not in use.



DE KUNDENSERVICE IMPORTEUR

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Deutschland
☎ +49 38851 314650*

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif deines Anbieters.

EN CUSTOMER SERVICE IMPORTER

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Germany
☎ +49 38851 314650*

* Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

FR SERVICE APRÈS-VENTE IMPORTATEUR

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Allemagne
☎ +49 38851 314650*

* Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.

NL KLANTENSERVICE IMPORTEUR

DS Produkte GmbH • Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Duitsland
☎ +49 38851 314650*

* Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van jouw provider.

USE

Please Note!

- Do not pull the straps too tight so that you do not constrict blood flow. Wearing the posture corrector should not be an unpleasant experience.
- To achieve success, the posture corrector should be worn regularly.

Posture Corrector

- Place your arms through the straps. Make sure that the posture corrector is positioned centrally between your shoulder blades.
- Assume a good posture: Straighten your back and stick out your chest.
- Close the posture corrector in front of your stomach using the hook-and-loop fastener.
- Tighten the straps so that they pull the shoulders back slightly. Fix using the hook-and-loop fastener.

Gel Pad

Heat the gel pad in the microwave or cool it in the freezer compartment if you wish.
Heat – for max. 40 – 60 seconds at 800 – 1200 watts
Cold – for approx. 2 hours in the freezer compartment

i Please note that the sensation of cold and heat differ for individual people depending on body temperature and sensitivity to temperature!

The gel pad can be used individually or together with the posture corrector. To use it with the posture corrector, place the gel pad in the inside pocket at the back.

CLEANING AND STORAGE

Please Note!


- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents to clean the product. They may damage the surfaces.

- Wash the posture corrector following the instructions on the washing label if necessary. Do not use fabric softener. Wash separately or with similar colours.
- Wipe down the gel pad with a damp cloth if necessary.
- Allow the product to dry completely before storing it away.
- Store the product in a cool and dry place which is out of the reach of children and animals.

PRODUCT DATA

Article numbers: 09805 (Size S / M)
09806 (Size L / XL)
Materials: 50% polyurethane, 40% polyester, 10% elastane
ID of instructions Z 09805_09806 M DS V1
for use: 0820 uh

DISPOSAL

 Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled. The product should also be disposed of in an environmentally friendly way.

All rights reserved.

FR Consignes d'utilisation

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition du **redresse-dos MAXXMEE**. Il suffit de l'enfiler et d'ajuster les sangles à votre dos grâce à la fermeture auto-agrippante. Son plus : un coussinet de gel à réchauffer ou refroidir. Il s'intercale tout simplement à l'arrière pour procurer une chaleur bienfaisante ou un agréable rafraîchissement du dos.


Pour toute question concernant ce produit et ses pièces de rechange et accessoires, veuillez contacter le service après-vente à partir de notre site Web : www.dspro.de/kundenservice

Nous espérons que votre **redresse-dos MAXXMEE** vous donnera entière satisfaction !

Informations concernant ces consignes


Veuillez lire attentivement les présentes consignes d'utilisation avant la première utilisation du produit et les conserver précieusement pour toute question ultérieure ainsi que pour les autres utilisateurs. Elles font partie intégrante du produit. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions qu'elles contiennent.


SYMBOLES


 Symboles de danger : ces symboles signalent des possibles dangers. Lire et observer attentivement les consignes de sécurité correspondantes.

 Informations complémentaires

 40 °C linge couleur

 Ne pas décolorer

 Ne pas sécher au sèche-linge à tambour

 Ne pas repasser

 Pas de nettoyage à sec

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

Les mentions d'avertissement désignent les risques qu'implique le non respect des consignes correspondantes.

AVERTISSEMENT – Risque moyen pouvant induire des blessures graves, voire mortelles
AVIS – Risque de dégâts matériels

COMPOSITION

1 x redresse-dos
1 x coussinet en gel
1 x consignes d'utilisation


S'assurer que l'ensemble livré est complet et que les composants ne présentent pas de dommages imputables au transport. En cas de dommages, ne pas utiliser et contacter le service après-vente.

Enlever du produit les éventuels films protecteurs, adhésifs et protections de transport.

UTILISATION CONFORME

- Le produit sert à soulager temporairement le dos mais ne saurait être employé à des fins médicales ou thérapeutiques. Avant d'utiliser le produit, et si les problèmes persistent, impérativement consulter un médecin.
- Le coussinet en gel peut servir de coussin rafraîchissant ou de support de diffusion de chaleur.
- Le coussinet en gel se réchauffe uniquement au four à micro-ondes. Ne jamais le placer dans un four !
- Ce produit ne remplace en aucun cas un traitement médical prescrit.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique, non professionnel.
- Utiliser ce produit uniquement dans le but indiqué et tel que stipulé selon les présentes consignes d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 **AVERTISSEMENT** – Risque de blessure

- Ne pas laisser les emballages à la portée des enfants et des animaux. Risque de suffocation !
- Le produit ne doit pas être utilisé ou uniquement sur accord préalable d'un médecin par les personnes :
 - atteintes d'hernie discale ;
 - souffrant d'une protrusion d'un disque ;
 - atteintes d'une maladie dégénérative des articulations ;
 - souffrant de problèmes de colonne vertébrale ;
 - souffrant de fractures de la colonne vertébrale, des épaules ou des côtes ;
 - d'ostéoporose et
 - de graves maladies cardiovasculaires ou respiratoires.

UTILISATION

À observer !

- Ne pas trop tendre les bretelles afin de ne pas entraver la circulation sanguine. Le redresse-dos ne doit pas être désagréable à porter.
- Pour qu'il soit efficace, le redresse-dos doit être porté régulièrement.

Redresse-dos

- Passer les bras dans les bretelles. Veiller à ce que le redresse-dos soit bien centré entre les omoplates.
- En cas de doute du point de vue de la santé, consulter un médecin AVANT d'utiliser le produit.
- Les personnes insensibles à la chaleur ou au froid, les autres personnes vulnérables qui ne sont pas aptes à réagir à la surchauffe ou au refroidissement ne doivent pas utiliser le coussinet en gel.
- Le coussinet en gel ne s'applique pas directement sur la peau quand il est bouillant ou froid.
- Ne pas appliquer le coussinet en gel sur des endroits insensibles du corps.
- Ne pas utiliser le produit durant le sommeil.
- En cas de sensation désagréable, voire de douleurs durant l'utilisation du produit, immédiatement le retirer et consulter un médecin.

Coussinet en gel

Au choix, réchauffer le coussinet en gel au four à micro-ondes ou le réfrigérer au congélateur.

Chaleur – pour un max. de 40 – 60 secondes de 800 à 1200 W

Froid – pendant env. 2 heures au congélateur

i À observer que, liée à la température corporelle et à la sensibilité de chaque personne, la sensation de froid et de chaud est personnelle.

Le coussinet en gel s'utilise seul ou bien avec le redresse-dos.

Pour une utilisation avec le redresse-dos, glisser le coussinet en gel à l'arrière dans la poche en face intérieure.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

À observer !

- Pour le nettoyage, ne pas utiliser d'agents corrosifs ou abrasifs qui pourraient endommager les surfaces.

- Si nécessaire, laver le redresse-dos selon les instructions sur son étiquette de lavage. Ne pas utiliser d'assouplissant. Laver à part ou avec des textiles de même coloris.


- Au besoin, nettoyer le coussinet en gel avec un chiffon humide.
- Laisser le produit intégralement sécher avant de le ranger.
- Conserver le produit au sec et au frais, hors de portée des enfants et des animaux.

DONNÉES DU PRODUIT

Référence article : 09805 (taille S / M)

Matière : 09806 (taille L / XL)
50 % polyuréthane, 40 % polyester, 10 % élasthanne
ID consignes Z 09805_09806 M DS V1
d'utilisation : 0820 uh

MISE AU REBUT

 Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet. Également éliminer le produit dans le respect de l'environnement.

Tous droits réservés.

NL Aanwijzingen voor gebruik

Beste klant,


Wij danken je dat je hebt gekozen voor de aankoop van de **MAXXMEE-rugcorrector**. Je hoeft deze alleen om te doen en de banden met de klittenbandsluiting aan je rug aan te passen. Een bijzondere extra voorziening is de gelpad, die je kunt verwarmen of koelen. Je kunt deze makkelijk aan de achterkant aanbrengen voor weldadige warmte of een aangename koeling op je rug. Mocht je vragen hebben over het product en over onderdelen/toebehoren, neem dan contact op met de klantenservice via onze website: www.dspro.de/kundenservice

Wij wensen je veel plezier met je **MAXXMEE-rugcorrector**.

Informatie over deze gebruiksaanwijzing

Lees vóór het eerste gebruik van het product deze aanwijzingen voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor latere vragen en andere gebruikers. De gebruiksaanwijzing is een bestanddeel van het product. De fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer de informatie in deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen.

SYMBOLEN


 Gevaarsymbolen: deze symbolen wijzen op mogelijke gevaren. Lees de bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.


 Aanvullende informatie

 40°C bonte was

 niet bleken

 niet drogen in de droogtrommel

 niet strijken

 niet chemisch reinigen

SIGNAALWOORDEN

Signaalwoorden duiden op gevaren die ontstaan als de bijhorende instructies niet in acht worden genomen.

WAARSCHUWING – gemiddeld risico, kan ernstige verwonding of de dood tot gevolg hebben

LET OP – kan risico van materiële schade tot gevolg hebben

OMVANG VAN DE LEVERING

1 x rugcorrector

1 x gelpad

1 x aanwijzingen voor gebruik


Controleer of de levering volledig is en of de onderdelen geen schouder schade hebben opgelopen. Gebruik het product niet als het is beschadigd, maar neem contact op met de klantenservice.

Verwijder eventuele folie, stickers of transportbeveiliging van het product.

BEOOGD GEBRUIK

- Dit product is geschikt voor kortdurende ondersteuning van de rug, maar niet voor therapeutisch-medische doeleinden. Raadpleeg altijd een arts voordat je het product gaat gebruiken en wanneer problemen langere tijd aanhouden.
- De gelpad kan worden gebruikt als kussen voor koeling of als warm kompres.
- De gelpad mag alleen in de magnetron worden verwarmd. Leg deze nooit in de oven!
- Het product is geen vervanging voor een medisch noodzakelijke behandeling.
- Het product is bedoeld voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het product alleen voor het vermelde doel en uitsluitend zoals in deze aanwijzingen voor gebruik wordt beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd.
- Alle gebreken die ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

 **WAARSCHUWING** – Verwondingsgevaar

- Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en dieren. Er bestaat verstikkingsgevaar.

- Het product mag niet resp. alleen na overleg met een arts worden gebruikt bij:

- hernia,
- naar voren welvende tussenwervelschijven,
- degeneratieve gewrichtsaandoeningen,
- aandoeningen van de wervelkolom,
- breuken van de wervelkolom, schouders of ribben,
- osteoporose en
- ernstige hart- en vaatziekten of aandoeningen van de luchtwegen.

- Zwangere vrouwen mogen het product niet resp. alleen na overleg met hun arts gebruiken.

- Raadpleeg bij twijfel voor de gezondheid een arts VOORDAT je het product gaat gebruiken.

- Personen die ongevoelig zijn voor hitte of kou, en andere personen die beschermd moeten worden en niet kunnen reageren op oververhitting of onderkoeling, mogen de gelpad niet gebruiken.

- Gebruik de gelpad nooit direct op de huid, ongeacht of de pad heet of koud is.

- Gebruik de gelpad niet op gevoelloze lichaamsdelen.

- Gebruik het product niet tijdens het slapen.
- Mocht er pijn of een onaangenaam gevoel optreden tijdens of na het gebruik, doe het product dan onmiddellijk af en raadpleeg een arts.

LET OP – Risico van materiële schade

- Bescherm het product tegen open vuur, langdurige vochtigheid, direct zonlicht en scherpe of puntige voorwerpen.
- Plaats nooit je voeten op de gelpad.

REINIGEN EN BEWAREN

Opgelet!

- Gebruik voor het reinigen geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

- Was de rugcorrector indien nodig volgens de aanwijzingen op het waslabel. Gebruik geen wasverzachter. Was het product afzonderlijk of met wasgoed van dezelfde kleur.
- Veeg de gelpad indien nodig af met een vochtige doek.
- Laat het product alvorens het op te bergen volledig drogen.
- Bewaar het product koel en droog buiten het bereik van kinderen en dieren.


PRODUCTGEGEVENS

Artikelnummers: 09805 (maat S/M)
09806 (maat L/XL)

Materiaal: 50% polyurethaan, 40% polyester, 10% elastaan

ID Aanwijzingen Z 09805_09806 M DS V1
voor gebruik: 0820 uh

AFDANKEN

 Verwerk het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk en breng dit naar een recyclepunt. Zorg dat het product ook op milieuvriendelijke wijze wordt afgevoerd.

Alle rechten voorbehouden.

i Let op: wat als koud of warm aanvoelt, is afhankelijk van je lichaamstemperatuur en van je persoonlijke gevoeligheid voor temperaturen!

De gelpad kan afzonderlijk of in combinatie met de rugcorrector worden gebruikt.

Als je de gelpad met de rugcorrector gebruikt, plaats je de pad in het zakje aan de binnenkant.